

Waschanleitung

BeautyCare Shorts & MotionSkin

So wäschst Du die BeautyCare Shorts / den MotionSkin:

Die BeautyCare Shorts / **der MotionSkin** ist für die Waschmaschine (**Schonwaschgang bei 30°C**) geeignet. Die EMS GmbH empfiehlt Handwäsche für eine optimale Pflege. Wasche die BeautyCare Shorts / den MotionSkin nach jeder Anwendung mit geschlossenem Reißverschluss und Elektroden nach innen.

Das richtige Waschmittel:

Es sind sämtliche Feinwaschmittel geeignet, welche frei von Chlor (Bleichmittel) und Weichspüler sind. Die EMS GmbH empfiehlt das Hygienewaschmittel von EasyMotionSkin. Um die BeautyCare Shorts / den MotionSkin hygienisch zu reinigen, werden davon 20ml pro Waschgang empfohlen. Das Waschmittel ist in unserem Online Shop unter www.easymotionskin.com in den Größen **100ml, 1l und 5l** erhältlich.

	Wasche die BeautyCare Shorts / den MotionSkin bei max. 400 Umdrehungen pro Minute.
	Die Beauty Care Shorts / der MotionSkin wird im Schonwaschgang bei max. 30°C gewaschen.
	Die BeautyCare Shorts / der MotionSkin darf nicht gebleicht werden.
	Die BeautyCare Shorts / der MotionSkin darf nicht im Trockner getrocknet werden.
	Die BeautyCare Shorts / der MotionSkin darf nicht gebügelt werden.
	Die BeautyCare Shorts / der MotionSkin darf nicht chemisch gereinigt werden.